



Pool Water Treatment



## Oxi Granulat

Klorfri desinfektion baserad på aktivt syre  
Klorfri desinfeksjon på aktivt oksygen basis  
används/brukes i kombination med Algifix Special

Desinfektion // Desinfeksjon

**SE | Oxi Granulat används för grunddesinfektion i kombination med Algifix Special. Alternativt kan man använda Oxi Granulat för chockbehandling utöver en kontinuerlig desinfektion på klor- eller brombasis.**

**Användning:** Lös först Oxi Granulat i en hink med vatten. OBS! Tillsätt först vattnet och sedan granulatet i hinken. Tillsätt därefter lösningen försiktigt i bräddavloppet eller längs med poolens kant. Håll aldrig Oxi Granulat direkt i poolen; fara för blekning (speciellt för pooler med duk/liner). Tips: Tillsätt Oxi Granulat på kvällen så att det kan verka över natten.

Blanda aldrig med andra kemikalier! Tillsats av kompletterande medel i bassängen för vattenskötsel är ofarligt.

**NO | Oxi Granulat brukes til grunddesinfeksjon i kombination med Spa Shock Support. Alternativt kan man bruke Spa Shock som sjokkbehandling i forbindelse med desinfeksjon basert på klor eller brom.**

**Anvendelse:** Løs først Oxi Granulat i en bølge vann. NB! Tilsett først vann til bøtten. Tilsett deretter løsningen rolig i skimmeren eller langs bassengkanten. Tilsett aldri Oxi Granulat direkte i bassenget fare for blekning. (Spesielt for basseng med folie). Tips: Tilsett Oxi Granulat om kvelden slik at klore kan virke over natten.

Bland aldri med andre kjemikalier! Tilsetning av komplementerende produkter i bassengvannet som en del av vannbehandling er ufarlig.

### Doseringsanvisning / brugsanvisning:

**Idealiskt pH-värde / ideell pH-verdi: 7,0 - 7,4**

**Idealiskt O<sub>2</sub>-värde / ideal O<sub>2</sub>-verdi: 5,0-8,0 ppm (mg/l)**

Dosering	5 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>
Start / chok/sjokk	60g	120g	240g	600g	1,2 kg
Varje vecka/veke	60g	120g	240g	600g	1,2 kg

Vid hög badbelastning och/eller hög temperatur bör doseringen ökas.  
Ved høy badebelastning og/eller høy temperatur må doseringen økes.

UFI: 2H00-X1HK-AJ0M-HJ7H



50 ml = 45 g

# 3 kg

Art. nr. 0591003DSE



7 340152 909824

CFGroup Scandinavia  
Box 271 04  
S102 52 Stockholm  
Tel.: +46 (0)8 55 92 20 55  
csa@chemoform.com  
www.cfgroup.se



Delphin – a brand of CF

E0591003DSENO-VS-V25

a brand by



Dream, health & care with water